











# FORA® TM10

Wearable Temperature Monitor / Tragbares Temperaturmessgerät / Moniteur de température portable / Monitor di temperatura con braccialetto

## Operation Instruction / Bedienungsanleitung / Instructions d'utilisation / Istruzioni per l'uso



### Dear FORA TM10 System Owner:

**EN**  
Thank you for purchasing FORA TM10 Wearable Temperature Monitor. For safe and correct use of the device, please read this operation instruction carefully before use and keep it for future reference. The product incorporates Bluetooth temperature monitor with temperature detection and low-voltage display to provide accurate and instant axillary temperature measurement. If you have any other questions regarding this product, please contact your local customer service or place of purchase.

### INTENDED USE

**FORA TM10** Wearable Temperature Monitor is a thermometer equipped with Bluetooth function for underarm temperature measurement and monitoring. It is a home-use device intended for infants and children younger than 3.

### SAFETY INFORMATION

- As with any temperature monitor, proper technique is crucial to obtaining accurate temperature readings. **Please read this instruction thoroughly and carefully before use.**
- Always operate the monitor in the operating temperature ranging from 5°C to 40°C (41°F to 104°F) and the relative humidity ranging from 15% to 93%.
- Always store the thermometer in a cool and dry place. Storage conditions: Temperatures from -25°C to 70°C (-13°F to 158°F); relative humidity between 10% and 95%.
- Avoid direct sunlight.**
- Avoid dropping the monitor, if it happens and you think the monitor may be damaged, please contact customer services immediately.
- Basic safety precautions should always be observed, especially when the monitor is used on or near children and disabled persons.
- This monitor is not intended as a substitute for the advice provided by your physician.
- The battery is well sealed inside the monitor to reduce the risk of being swallowed by children.
- If you experience any serious incident that occurred in relation to the use of this product, please report it to the manufacturer and the competent authority of medical devices in your country.
- A serious incident means any incident that directly or indirectly led, might have led, or might lead to any of the following:
  - the death of a patient, user, or other people,
  - the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health,
  - a serious public health threat.

### SYSTEM TROUBLESHOOTING

If you follow the recommended action but the problem persists, please contact your local customer service.

### Result Readings

MESSAGE	WHAT IT MEANS
Lo	Low battery. (Please change the battery immediately.)
Lo	Temperature measurement falls outside the displayed measurement range, from 20.00°C to 45.00°C (68.00°F to 113.00°F). Hi-temperature ≥ 45.01°C (113.02°F) Lo-temperature ≤ 19.99°C (67.78°F)
ErrL	Ambient temperature is above or below system operation range, from 5°C to 40°C (41°F to 104°F). L-temperature < 5°C (41°F) H-temperature > 40°C (104°F)
ErrH	Ambient temperature is below system operation range, from 5°C to 40°C (41°F to 104°F). L-temperature > 40°C (104°F) H-temperature < 5°C (41°F)

### KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

### PRODUCT OVERVIEW (a)

① ON/OFF Button	③ Sensor
② Battery Cover	Applicable measuring range of upper arm: 4.7" to 6.3" (12 cm to 16 cm)
④ Temperature Unit	⑤ Temperature Reading
⑤ Bluetooth Symbol	

### METER DISPLAY (b)

① Battery Indicator	③ Temperature Unit
② Bluetooth Symbol	④ Temperature Reading

### WHAT IS A "NORMAL" TEMPERATURE?

Body temperature is a complex, non-linear data point, subject to many sources of internal and external variations. A normal body temperature mean and range (males and females combined) for axillary is 36.3°C (35.5°C - 37.0°C) / 97.3°F (95.9°F - 98.6°F). Source: Gregory Kelly, ND, Alternative Medicine Review 2006;11(4): 278-293.

- Note:**
- Please consult your physician when your baby's temperature is out of the above normal range.
  - Axillary temperatures are generally 0.5°C / 1.0°F lower than oral readings.

### BLUETOOTH PAIRING

You can transmit your data from the monitor to your devices via Bluetooth. Please contact your local customer service or place of purchase for assistance. Please note that you must complete the pairing between the monitor and the Bluetooth receiver before transmitting the data.

- Pairing with your mobile device**
- Install the software (FORA BM) to your device with an iOS or Android system. (c)
  - Turn on the Bluetooth function on your mobile device.
  - Press ON/OFF button to turn on the meter.

Make sure your FORA TM10 is already paired with your device with an iOS, Android system or PC following the instructions below. (d)

**Note:** This step is recommended when the user needs to pair this meter to a new Bluetooth receiver for the first time, or when the user needs to pair this meter to another new Bluetooth receiver.

After successfully pairing the APP with the device, the Bluetooth function on the meter should be on before transmitting the data to your APP.

### Bluetooth indicator on the meter

BLUETOOTH INDICATOR	STATUS
●	The Bluetooth connection is established.

### Note:

- Make sure Bluetooth is turned on or enabled on your device before transmitting the data and that the meter is within the receiving range. As for the requirements for the OS version, please refer to App Store or Google Play when you download the app.
- As Bluetooth functionality may differ from one mobile phone to another, compatibility issues may occur between your mobile phone and the thermometer.

### HOW TO TAKE YOUR TEMPERATURE?

Firstly, remove the battery protection tab. (e)

- Wipe the underarm with a dry towel before wearing the temperature monitor.
- Note: The temperature monitor can be positioned on either arm.
- Wear the temperature monitor. Adjust the armband to make sure the temperature sensor is under the arm in the center of the armpit. **Make sure the temperature sensor is properly positioned on your underarm. This location is important to obtain accurate temperature measurements.** (f)
- Press ON/OFF button to turn on the temperature monitor. (g)

### Monitoring the Child's Body Temperature with iFORA BM

- To monitor the child's temperature with the app, you will need to enter iFORA BM on your device. (h)
- When the thermometer is turned on and applied to the child, it begins monitoring the temperature and transmitting temperature information. The monitor measures and displays the detected temperature every minute. (i)
- You may enter the target temperature range in the settings to determine when you want the app to alert you. This could be a temperature recommended by your doctor. (j)
- If the child's body temperature falls outside of the target temperature, your device will receive an alert notification. (k)

receive an alert notification. (k)

### Note:

- The physiological temperature reading will be measured after wearing the monitor for 10 minutes.
- The distance between the monitor and your mobile device should be 10m without any barrier.

### REPLACING THE BATTERY

The temperature monitor comes with one 3V CR2032 lithium battery. Replace it when "Lo" appears. Please follow the steps to replace a new battery. To replace the battery, make sure that the meter is turned off.

- Detach the meter from the armband. (l)
- Prepare a new battery and a proper-sized coin to open the battery cover. (m)
- Use the coin to turn the battery cover counterclockwise to open. (n)
- Remove the cover and the battery. (o)
- Insert the new battery and fasten the battery cover clockwise. (p)

### VERWENDUNGSZWECK

Das Tragbare Temperaturmessgerät FORA TM10 ist ein Thermometer, das für die Messung und Überwachung der Körpertemperatur mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet ist. Es ist für den Einsatz Zuhause und für Säuglinge und Kinder unter 3 Jahren gedacht.

### SICHERHEITSHINWEISE

- Wie bei jedem Thermometer ist eine sachgemäße Technik entscheidend für die exakte Temperaturnessung. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich und sorgfältig durch.
- Bereiten Sie das Messgerät stets bei einer Betriebstemperatur zwischen 5°C und 40°C sowie einer relativierten Luftfeuchtigkeit von 15% bis 93%.

3. Lagern Sie das Thermometer immer kühl und trocken.

Lagerbedingungen: Temperatur: von 20.00°C bis 70.00°C (68.00°F bis 113.00°F); Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 95%.

### 4. VERMEIDEN SIE DIREKTE SONNENEinstrahlung.

5. Vermeiden Sie es, das Messgerät fallen zu lassen. Sollte es passiert sein und Sie glauben, dass das Messgerät beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.

6. Bauen Sie das Messgerät nicht auseinander.

7. Grundsätzliche Sicherheitsvorschriften sollten immer beachtet werden, besonders wenn das Messgerät in der Nähe von Kindern oder Menschen mit Handicap eingesetzt wird.

8. Dieses Messgerät ist nicht vorgesehen als Ersatz für die Empfehlungen Ihres Arztes.

9. Die Batterie befindet sich gut versiegelt innerhalb des Messgerätes, um die Gefahr zu verringern, von Kindern verschluckt zu werden.

10. Sollten Sie im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts einen schwerwiegenden Zwischenfall feststellen, melden Sie ihn bitte dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde für Medizinprodukte Ihres Landes.

Ein schwerwiegender Vorfall ist jeder Vorfall, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat oder geführt haben könnte:

- (a) Tod eines Patienten, eines Anwenders oder anderer beteiligter Personen,
- (b) die vorübergehende oder dauerhafte ernsthafte Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Patienten, eines Anwenders oder einer anderen beteiligten Person,
- (c) eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit.

### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AN EINEM SICHEREN ORT AUF

### PRODUKTÜBERSICHT (a)

① EIN / AUS-Taste	③ Sensor
② Batterieabdeckung	Anwendbarer Messbereich am Oberarm: 4.7" bis 6.3" (12 cm bis 16 cm)

### Thermometer-Anzeige (b)

① Batterieanzeige	③ Temperatureinheit
② Bluetooth-Symbol	④ Thermometerstand

### WAS IST EINE "NORMALE" TEMPERATUR?

Die Körpertemperatur ist ein komplexer, nicht-linearer Datenpunkt, abhängig von zahlreichen internen wie externen Varianten. Der normale Körpertemperatur-Mittelwert der Achselfalte (männlich und weiblich kombiniert) beträgt 36,3°C (35,5°C - 37,0°C) / 97,3°F (95,9°F - 98,6°F).

Quelle: Gregory Kelly, ND, Alternative Medicine Review 2006;11(4): 278-293.

Hinweis:

- Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Temperatur Ihres Babys oberhalb des normalen Bereichs liegt.
- An der Achselfalte gemessene Temperaturen sind im Schnitt 0.5°C niedriger als orale gemessene Messergebnisse.

### BLUETOOTH VERBINDUNG

Über Bluetooth lassen sich Ihre Daten aus dem Messgerät auf Ihr Gerät übertragen. Zur Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kundendienst oder Händler. Bitte beachten Sie, dass Sie vor der Übertragung der Daten eine Verbindung zwischen Messgerät und Bluetooth-Empfänger hergestellt haben müssen.

### Verbindung mit Ihrem Mobilgerät

- Installieren Sie die Software (FORA BM) auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät. (c)
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät ein.
- Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um das Messgerät einzuschalten.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr FORA TM10 mit Ihrem iOS- oder Android-Gerät oder PC bereits verbunden ist, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen. (d)

Hinweis: Dieser Schritt wird empfohlen, wenn der Benutzer dieses Messgeräts zum ersten Mal mit einem Bluetooth-Empfänger oder mit einem neuen Bluetooth-Empfänger verbunden wird.

- Nach erfolgreicher Kopplung der APP mit dem Gerät sollte die Bluetooth-Funktion am Messgerät eingeschaltet sein bevor die Daten an Ihre APP übertragen werden.

### Bluetooth-Anzeige am Messgerät

BLUETOOTH-ANZEIGE	STATUS
●	Die Bluetooth-Verbindung ist aufgebaut.

### Hinweis:

## Cher propriétaire du système FORA TM10, FR

Vous venez de faire l'acquisition du moniteur de température portable **FORA TM10** et nous vous en félicitations. Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser le moniteur et les conserver soigneusement pour un usage ultérieur. Munie de la fonction Bluetooth, le moniteur de température permet de détecter la température et d'afficher, avec précision et instantanément, les températures axillaires mesurées. Si vous avez des questions sur ce produit autres que celles abordées dans le présent manuel, veuillez prendre contact avec le service-clientèle local ou votre revendeur.

### USAGE PRÉVU

Le moniteur de température portable **FORA TM10** est un thermomètre équipé de la technologie Bluetooth. Il sert à mesurer et à surveiller la température du corps. Destiné à un usage domestique, cet appareil convient aux enfants de moins de 3 ans.

### SÉCURITÉ

1. Comme avec tout moniteur de température, il est crucial d'appliquer la bonne technique pour obtenir des résultats précis. **Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser le moniteur.**
  2. Utilisez le moniteur à une température ambiante comprise entre 5 °C et 40 °C (41 °F à 104 °C) et un taux d'humidité compris entre 15% et 93%.
  3. Rangez le thermomètre dans un endroit sec et frais.
  - Conditions de stockage: températures comprises entre -25 °C et 70 °C (-13 °F à 158 °F); humidité relative entre 10% et 95%.
  4. **Evitez la lumière directe du soleil.**
  5. Evitez de laisser tomber le moniteur. Si cela se produit et que l'appareil est selon vous endommagé, veuillez sans attendre contacter le service-clientèle.
  6. Ne démontez pas l'appareil.
  7. Respectez à tout moment les précautions de sécurité de base, en particulier quand le moniteur est utilisé sur des enfants ou des personnes handicapées ou en leur proximité.
  8. Le moniteur ne doit en aucun cas venir se substituer aux conseils prodigués par un médecin.
  9. La pile est bien scellée dans le moniteur afin de réduire le risque d'être avalée par les enfants.
  10. Si vous rencontrez un incident important lié à l'utilisation de ce produit, veuillez en aviser le fabricant et l'autorité compétente dans votre pays en matière d'appareils médicaux.
- Par incident important, il faut comprendre un incident qui a provoqué directement ou indirectement ou pourrait provoquer l'un des événements suivants :
- (a) le décès du patient ou d'autres personnes,
  - (b) une sérieuse détérioration, temporaire ou permanente, de l'état de santé du patient, de l'utilisateur ou d'autres personnes,
  - (c) une menace sérieuse pour la santé publique.

### GARDER CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT SÛR

### APERCU DU PRODUIT (a)

<b>1 Bouton ON/OFF</b>	<b>3 Capteur</b> Plage de mesure applicable sur le haut du bras: 12 cm - 16 cm (4,7" - 6,3")
<b>2 Couvercle de la pile</b>	<b>4 Unité de température</b>
<b>3 Indicateur de la pile</b>	<b>5 Symbole Bluetooth</b>
<b>4 Lecture de la température</b>	

### COMMENT SAVOIR SI UNE TEMPÉRATURE EST NORMALE?

La température du corps humain est une donnée complexe et non-linéaire, elle est sujette à de nombreuses sources de variations internes et externes. La température corporelle normale (axillaire), pour les hommes comme pour les femmes, est de 36,3 °C (35,5 °C - 37,0 °C) / 97,3 °F (98,3 °F - 98,6 °F). Source: Gregory Kelly, ND, Alternative Medicine Review 2006;11(4): 278-293.

#### Remarque:

- Veuillez consulter un médecin si la température de votre nourrisson n'est pas comprise dans la plage de température normale précédemment indiquée.
- Les températures axillaires sont généralement de 0,5 °C / 1,0 °F en dessous des températures mesurées par la bouche.

### APPARIEMENT BLUETOOTH

Vous pouvez transmettre vos données à partir du moniteur vers votre appareil à l'aide de la fonction Bluetooth. Veuillez contacter le service-clientèle local ou votre revendeur si vous avez besoin d'aide. Notez que vous devez échiver l'appariement entre le moniteur et le récepteur Bluetooth avant de transmettre des données.

#### Appariement avec votre appareil mobile

1. Installez le logiciel (FORA BM) sur votre appareil muni du système iOS ou Android. (c)
  2. Allumez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile.
  3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil sous tension.
  4. Assurez-vous que votre **FORA TM10** est correctement apparié avec votre appareil ou ordinateur muni du système iOS ou Android en suivant les instructions ci-après. (d)
- Remarque: Cette étape est recommandée lorsque l'utilisateur a besoin d'appairer cet appareil à un récepteur Bluetooth pour la première fois, ou si l'utilisateur a besoin d'appairer cet appareil à un nouveau récepteur Bluetooth.
5. Une fois l'appariement correctement effectué, la fonction Bluetooth doit être activée avant de transmettre des données à votre application.

#### Indicateur Bluetooth sur votre moniteur

INDICATEUR BLUETOOTH	STATUT
	La connexion Bluetooth est établie.

#### Remarque:

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre appareil avant de transmettre des données et que le moniteur se trouve dans la plage de réception. En ce qui concerne les exigences relatives à la version de votre système d'exploitation, veuillez-vous reporter à App Store ou Google Play lorsque vous téléchargez l'application.
- Comme la fonctionnalité Bluetooth peut varier d'un téléphone mobile à un autre, des problèmes de compatibilité peuvent se produire entre votre appareil mobile et le thermomètre.

### COMMENT MESURER VOTRE TEMPÉRATURE?

En tout premier, retirez le loquet de protection. (e)

1. Essayez-vous le dessous du bras avec une serviette sèche avant d'utiliser le moniteur de température.

Remarque: le moniteur de température peut être placé sur l'aisselle droite.

2. Enfilez le moniteur de température. Adaptez le brassard pour vous assurer que le capteur de température se trouve sous le bras au centre de l'aisselle. **Assurez-vous que le capteur de température est correctement placé sur votre aisselle. La position est importante pour obtenir des résultats précis.** (f)

## 3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre le moniteur de température sous tension. (g)

### Surveillance de la température corporelle des enfants avec iFORA BM

1. Pour surveiller la température des enfants avec l'application, vous devez entrer iFORA BM sur votre appareil. (h)
2. Quand le thermomètre est sous tension et apposé sur l'enfant, il commence à surveiller sa température et à transmettre des données. Le moniteur mesure et affiche la température détectée chaque minute. (i)

3. Vous devez entrer la plage de température visée dans les paramètres pour déterminer quand vous souhaitez être alerté(e) par l'application. Il peut s'agir de la température recommandée par votre médecin. (j)
4. Si la température corporelle de votre enfant dépasse la température visée, une alerte s'affiche sur votre appareil. (k)

### USO PREVISTO

Il monitor de temperatura con braccialetto **FORA TM10** è un termometro dotato di tecnologia Bluetooth per la misurazione e il monitoraggio della temperatura corporea. È indicato per l'uso domestico, cet appareil conviene aux enfants de moins de 3 ans.

### SÉCURITÉ

1. Come con tout moniteur de température, il est crucial d'appliquer la bonne technique pour obtenir des résultats précis. **Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser le moniteur.**

2. Utilisez le moniteur à une température ambiante comprise entre 5 °C et 40 °C (41 °F à 104 °C) et un taux d'humidité compris entre 15% et 93%.

3. Rangez le thermomètre dans un endroit sec et frais.

Conditions de stockage: températures comprises entre -25 °C et 70 °C (-13 °F à 158 °F); humidité relative entre 10% et 95%.

4. **Evitez la lumière directe du soleil.**

5. Evitez de laisser tomber le moniteur. Si cela se produit et que l'appareil est selon vous endommagé, veuillez sans attendre contacter le service-clientèle.

6. Ne démontez pas l'appareil.

7. Respectez à tout moment les précautions de sécurité de base, en particulier quand le moniteur est utilisé sur des enfants ou des personnes handicapées ou en leur proximité.

8. Le moniteur ne doit en aucun cas venir se substituer aux conseils prodigués par un médecin.

9. La pile est bien scellée dans le moniteur afin de réduire le risque d'être avalée par les enfants.

10. Si vous rencontrez un incident important lié à l'utilisation de ce produit, veuillez en aviser le fabricant et l'autorité compétente dans votre pays en matière d'appareils médicaux.

Par incident important, il faut comprendre un incident qui a provoqué directement ou indirectement ou pourrait provoquer l'un des événements suivants :

- (a) le décès du patient ou d'autres personnes,
- (b) une sérieuse détérioration, temporaire ou permanente, de l'état de santé du patient, de l'utilisateur ou d'autres personnes,
- (c) une menace sérieuse pour la santé publique.

### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. Come per qualsiasi monitor di temperatura, per ottenere risultati precisi è fondamentale adottare una tecnica corretta. **Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.**

2. Usare il monitor sempre a una temperatura operativa compresa tra 5 °C e 40 °C (tra 41 °F e 104 °F) e un'umidità relativa tra 15% e 93%.

3. Conservare sempre il termometro in luogo fresco e asciutto.

Condizioni di conservazione: temperatura compresa tra -25 °C e 70 °C (-13 °F e 158 °F); umidità relativa entro 10% e 95%.

4. **Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole.**

5. Non fare cadere il monitor. Se in seguito a caduta il monitor sembra danneggiato, rivolgersi immediatamente al servizio clienti.

6. Non smontare il monitor.

7. Osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza, in particolare quando il monitor viene usato su in presenza di bambini o disabili.

8. Questo monitor non sostituisce la consulenza medica.

9. La batteria è ben sigillata all'interno del monitor per ridurre il rischio di essere inghiottita dai bambini.

10. Se si verifica un incidente grave in relazione all'uso di questo prodotto informare il produttore e l'autorità competente in materia di dispositivi medici del proprio Paese.

Per incidente grave si intende un incidente che ha causato, potrebbe aver causato o potrebbe causare, direttamente o indirettamente, una delle seguenti situazioni:

- (a) la morte del paziente, dell'utente o di altre persone,
- (b) il deterioramento temporaneo o permanente della salute del paziente, dell'utente o di un'altra persona,
- (c) una grave minaccia per la salute pubblica.

### ENTRETIEN

Avant et après toute utilisation, nettoyez le boîtier du moniteur à l'aide d'un chiffon propre légèrement imbibé d'alcool isopropylique à 70% ou d'eau savonneuse FROIREE.

N'utilisez jamais de détergents, diluants ou de benzene pour le nettoyage du moniteur. Cet appareil n'est pas étanche. Ne le plongez jamais dans l'eau ou des liquides de nettoyage. Veuillez le sécher immédiatement si l'eau ou des liquides de nettoyage sont rentrés dans l'écran.

Remarque: le brassard est considéré come un article consommable. Veuillez le remplacer par un nouveau si le système Velcro ne ferme plus pour cause d'utilisation répétée.

### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si vous suivez les instructions recommandées mais qu'un problème persiste, veuillez contacter votre service-clientèle.

### Lectures des résultats

#### 1 Tasto ON/OFF

3 Capteur Plage de mesure applicabile sur le haut du bras: 12 cm - 16 cm (4,7" - 6,3")

#### 2 Couvercle van batterie

4 Lecture de la température

#### 3 Sensore Circonferenza braccio superiore: 12 cm - 16 cm (4,7" - 6,3")

#### 4 Unità di temperatura

#### 5 Simbolo Bluetooth

#### 6 Lettura della temperatura

#### 7 Causa possibile

#### 8 Intervento

#### 9 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.

#### 10 Causa possibile

#### 11 Intervento

#### 12 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.

#### 13 Causa possibile

#### 14 Intervento

#### 15 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.

#### 16 Causa possibile

#### 17 Intervento

#### 18 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.

#### 19 Causa possibile

#### 20 Intervento

#### 21 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.

#### 22 Causa possibile

#### 23 Intervento

#### 24 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.

#### 25 Causa possibile

#### 26 Intervento

#### 27 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.

#### 28 Causa possibile

#### 29 Intervento

#### 30 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.

#### 31 Causa possibile

#### 32 Intervento

#### 33 Monitor guasto Rivolgersi al servizio clienti.











#### 34 Causa possibile

</div

# FORA® TM10

Wearable Temperature Monitor / Draagbare temperatuurmeter / Monitor de temperatura con brazalete / Monitor de Temperatura com Bracelete

## Operation Instruction / Gebruiksaanwijzing / Instrucciones de uso / Instruções de Utilização



### Dear FORA TM10 System Owner:

**[EN]**  
Thank you for purchasing FORA TM10 Wearable Temperature Monitor. For safe and correct use of the device, please read this operation instruction carefully before use and keep it for future reference. The product incorporates Bluetooth temperature monitor with temperature detection and low-voltage display to provide accurate and instant axillary temperature measurement. If you have any other questions regarding this product, please contact your local customer service or place of purchase.

### INTENDED USE

FORA TM10 Wearable Temperature Monitor is a thermometer equipped with Bluetooth function for underarm temperature measurement and monitoring. It is a home-use device intended for infants and children younger than 3.

### SAFETY INFORMATION

- As with any temperature monitor, proper technique is crucial to obtaining accurate temperature readings. **Please read this instruction thoroughly and carefully before use.**
- Always operate the monitor in the operating temperature ranging from 5°C to 40°C (41°F to 104°F) and the relative humidity ranging from 15% to 93%.
- Always store the thermometer in a cool and dry place.
- Storage conditions: Temperatures from -25°C to 70°C (-13°F to 158°F); relative humidity between 10% and 95%.
- Avoid direct sunlight.**
- Avoid dropping the monitor, if it happens and you think the monitor may be damaged, please contact customer services immediately.
- Do not disassemble the monitor.
- Basic safety precautions should always be observed, especially when the monitor is used on or near children and disabled persons.
- This monitor is not intended as a substitute for the advice provided by your physician.
- The battery is well sealed inside the monitor to reduce the risk of being swallowed by children.
- If you experience any serious incident that occurred in relation to the use of this product, please report it to the manufacturer and the competent authority of medical devices in your country.

### SYSTEM TROUBLESHOOTING

If you follow the recommended action but the problem persists, please contact your local customer service.

### Result Readings

MESSAGE	WHAT IT MEANS
Lo	Low battery. (Please change the battery immediately.)
Lo	Temperature measurement falls outside the displayed measurement range, from 20.00°C to 45.00°C (68.00°F to 113.00°F). Hi-temperature ≥ 45.01°C (113.02°F) Lo-temperature ≤ 19.99°C (67.78°F)
H1	Ambient temperature is above or below system operation range, from 5°C to 40°C (41°F to 104°F). L-temperature < 5°C (41°F) H-temperature > 40°C (104°F)
ErrL	Onder een ernstig incident wordt verstaan een incident dat direct of indirect heeft geleid, zou kunnen hebben geleid of zou kunnen leiden tot een van de volgende situaties: (a) het overlijden van een patiënt, gebruiker of ander persoon. (b) de tijdelijke of blijvende ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of ander persoon. (c) een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.
ErrH	De omgevingstemperatuur is hoger of lager dan het bedrijfsbereik van het systeem, van 5°C tot 40°C (41°F tot 104°F). Lage temperatuur < 5°C (41°F) Hoge temperatuur > 40°C (104°F)

### KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

### PRODUCT OVERVIEW (a)

① ON/OFF Button	③ Sensor
② Battery Cover	Applicable measuring range of upper arm: 4.7" to 6.3" (12 cm to 16 cm)
④ Temperature Unit	⑤ Temperature Reading

### METER DISPLAY (b)

① Battery Indicator	② Bluetooth Symbol
---------------------	--------------------

### WHAT IS A "NORMAL" TEMPERATURE?

Body temperature is a complex, non-linear data point, subject to many sources of internal and external variations. A normal body temperature mean and range (males and females combined) for axillary is 36.3°C (35.5°C - 37.0°C) / 97.3°F (95.9°F - 98.6°F). Source: Gregory Kelly, ND, Alternative Medicine Review 2006;11(4): 278-293.

- Note:**
- Please consult your physician when your baby's temperature is out of the above normal range.
  - Axillary temperatures are generally 0.5°C / 1.0°F lower than oral readings.

### BLUETOOTH PAIRING

You can transmit your data from the monitor to your devices via Bluetooth. Please contact your local customer service or place of purchase for assistance. Please note that you must complete the pairing between the monitor and the Bluetooth receiver before transmitting the data.

### Pairing with your mobile device

- Install the software (FORA BM) to your device with an iOS or Android system. (c)
- Turn on the Bluetooth function on your mobile device.
- Press ON/OFF button to turn on the meter.

4. Make sure your FORA TM10 is already paired with your device with an iOS, Android system or PC by following the instructions below. (d)

**Note:** This step is recommended when the user needs to pair this meter to a Bluetooth receiver for the first time, or when the user needs to pair this meter to another new Bluetooth receiver.

5. After successfully pairing the APP with the device, the Bluetooth function on the meter should be on before transmitting the data to your APP.

### Bluetooth indicator on the meter

BLUETOOTH INDICATOR	STATUS
	The Bluetooth connection is established.

### Note:

- Make sure Bluetooth is turned on or enabled on your device before transmitting the data and that the meter is within the receiving range. As for the requirements for the OS version, please refer to App Store or Google Play when you download the app.
- As Bluetooth functionality may differ from one mobile phone to another, compatibility issues may occur between your mobile phone and the thermometer.

### HOW TO TAKE YOUR TEMPERATURE?

Firstly, remove the battery protection tab. (e)

- Wipe the underarm with a dry towel before wearing the temperature monitor.
- Adjust the armband to make sure the temperature sensor is under the arm in the center of the armpit. **Make sure the temperature sensor is properly positioned on your underarm. This location is important to obtain accurate temperature measurements.** (f)

### Monitoring the Child's Body Temperature with iFORA BM

1. To monitor the child's temperature with the app, you will need to enter iFORA BM on your device. (h)

- When the thermometer is turned on and applied to the child, it begins monitoring the temperature and transmitting temperature information. The monitor measures and displays the detected temperature every minute. (i)

3. You may enter the target temperature range in the settings to determine when you want the app to alert you. This could be a temperature recommended by your doctor. (j)

- If the child's body temperature falls outside of the target temperature, your device will receive an alert notification. (k)

### receive an alert notification. (k)

#### Note:

- The physiological temperature reading will be measured after wearing the monitor for 10 minutes.
- The distance between the monitor and your mobile device should be 10m without any barrier.

### REPLACING THE BATTERY

The temperature monitor comes with one 3V CR2032 lithium battery. Replace it when "Lo" appears. Please follow the steps to replace a new battery. To replace the battery, make sure that the meter is turned off.

- Detach the meter from the armband. (l)
- Prepare a new battery and a proper-sized coin to open the battery cover. (m)
- Use the coin to twist the battery cover counterclockwise to open. (n)
- Remove the cover and the battery. (o)
- Insert the new battery and fasten the battery cover clockwise. (p)

### BEDOELD GEBRUIK

De FORA TM10 draagbare thermometer is een thermometer met Bluetooth technologie die de lichaamstemperatuur te meten en op te volgen. Het is een toestel voor thuisgebruik geschikt voor peuters en kleuters jonger dan 3 jaar.

### VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Net zoals andere thermometers is een juiste techniek fundamenteel om een nauwkeurige temperatuurmeting te verkrijgen. **Gelieve de aanwijzingen grondig en aandachtig te lezen vóór gebruik.**
- Gebruik de temperatuurmeter steeds binnen een temperatuurbereik van 5°C tot 40°C (41°F tot 104°F) en een relatieve vochtigheid tussen 15% en 93%.

3. Bewaard de thermometer steeds koel en droog.  
Opbergvoorraad: Temperatuur van 10°C tot 70°C (-13°F tot 158°F); relatieve vochtigheid van 10% tot 95%.

4. Vermijd rechtdrechters zonlicht.

5. Laat de thermometer niet vallen. Gebeurt dit toch en u denkt dat de temperatuurmeter beschadigd kan zijn, gelieve dan om onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst.

6. Haal de temperatuurmeter niet uit elkaar.

7. U moet steeds de basishulpverleningsvoorzieningen naleven, met name wanneer de temperatuurmeter wordt gebruikt voor of in de buurt van kinderen en gehandicapte personen.

8. Deze temperatuurmeter is niet bedoeld om het door uw arts voorgeschreven toestel te vervangen.

9. De batterij bevindt zich goed afgedicht in de temperatuurmeter om het risico van inslikken door kinderen te verminderen.

10. Als u een ernstig incident ondervindt met betrekking tot het gebruik van dit product, gelieve dit dan te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit voor medische hulpmiddelen in uw land.

11. Onder een ernstig incident wordt verstaan een incident dat direct of indirect heeft geleid, zou kunnen hebben geleid of zou kunnen leiden tot een van de volgende situaties:

- het overlijden van een patiënt, gebruiker of ander persoon.
- de tijdelijke of blijvende ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of ander persoon.
- een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

### KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

### SYSTEM TROUBLESHOOTING

If you follow the recommended action but the problem persists, please contact your local customer service.

### Result Readings

MESSAGE	WHAT IT MEANS
Lo	Low battery. (Please change the battery immediately.)
Lo	Temperature measurement falls outside the displayed measurement range, from 20.00°C to 45.00°C (68.00°F to 113.00°F). Hi-temperature ≥ 45.01°C (113.02°F) Lo-temperature ≤ 19.99°C (67.78°F)
H1	Ambient temperature is above or below system operation range, from 5°C to 40°C (41°F to 104°F). L-temperature < 5°C (41°F) H-temperature > 40°C (104°F)
ErrL	Onder een ernstig incident wordt verstaan een incident dat direct of indirect heeft geleid, zou kunnen hebben geleid of zou kunnen leiden tot een van de volgende situaties: (a) het overlijden van een patiënt, gebruiker of ander persoon. (b) de tijdelijke of blijvende ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of ander persoon. (c) een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.
ErrH	De omgevingstemperatuur is hoger of lager dan het bedrijfsbereik van het systeem, van 5°C tot 40°C (41°F tot 104°F). Lage temperatuur < 5°C (41°F) Hoge temperatuur > 40°C (104°F)

### Troubleshooting

If the monitor does not display a message after being turned on:

POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
Batteries exhausted	Replace the batteries.
Defective monitor	Please contact customer services.

### BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN OP EEN VEILIG PLAATS

### PRODUCTOVERZICHT (a)

1 AAN/UIT-knop

2 Batterijdeksel

3 Sensor

Toepasselijk meetbereik van bovenaf: 4.7" tot 6.3" (12 cm tot 16 cm)

### METERWEERGAVE (b)

1 Batterij-indicator

2 Bluetooth-symbool

3 Temperatuureenhed

<b>Estimado usuario de FORA TM10:</b>	<b>ES</b>	<b>PT</b>	<b>ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) INFORMATION</b>	<b>SYMBOL INFORMATION / Informatie symbolen / Información sobre los símbolos / Informações sobre os símbolos</b>
Gracias por adquirir el Monitor de temperatura con brazalete <b>FORA TM10</b> . Para un uso seguro y correcto del dispositivo, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizarlo y guárdelas para futuras consultas. Este producto incorpora control de temperatura vía bluetooth con sensor de temperatura y pantalla de bajo voltaje proporcionando mediciones de la temperatura axilar inmediatas y exactas. Si tiene preguntas sobre el producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente local o punto de venta.		1. Una vez que el termómetro está encendido y se ha aplicado al niño, se inicia la monitorización y transmisión de la información de la temperatura. El monitor mide y muestra la temperatura medida cada minuto. (I)	1. Para monitorizar a la temperatura da criança com a App, deverá entrar em iFORA BM no seu dispositivo. (h)	<b>Symbol / Symbol / Simbolo / Símbolo</b>
<b>FINALIDAD DE USO</b>		3. Puede introducir el intervalo de temperatura objetivo en los ajustes para establecer cuándo desea que la aplicación lo notifique. Esto puede ser la temperatura recomendada por el pediatra. (J)	2. Quando o termômetro estiver ligado e for aplicado à criança, iniciará a monitorização da temperatura e a transmissão dos respetivos dados. O monitor mede e exibe a temperatura detetada a cada minuto. (I)	<b>Referent / Omschrijving / Referente / Referência</b>
El monitor de temperatura con brazalete <b>FORA TM10</b> es un termómetro equipado con tecnología bluetooth para la medición y monitorización de la temperatura corporal. Es un dispositivo de uso doméstico destinado a lactantes y niños menores de 3 años.		4. Si la temperatura corporal del niño excede la temperatura objetivo, recibirá una notificación de alerta en su dispositivo. (K)	3. Nas definições, é possível inserir o intervalo alvo de temperatura para definir em que momento a aplicação deve emitir um alerta. Pode ser, por exemplo, uma temperatura recomendada pelo médico. (J)	
<b>INFORMACIÓN DE SEGURIDAD</b>		Nota: La medición de la temperatura fisiológica se realizará cuando el monitor lleve puesto 10 minutos.	4. Se a temperatura da criança ultrapassar a temperatura alvo, o dispositivo emite uma notificação de alerta. (K)	
1. Como con cualquier otro monitor de temperatura, es fundamental utilizar la técnica adecuada para obtener mediciones exactas. <b>Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto.</b>		• Entre el monitor y su dispositivo móvil la distancia no debe superar los 10 m sin obstáculos.	Nota:	
2. El monitor debe mantenerse siempre a una temperatura de funcionamiento en el intervalo entre 5 °C y 40 °C (41 °F a 104 °F) y en un intervalo de humedad relativa entre 15 % y 93 %.			• A mediación da temperatura fisiológica será realizada 10 minutos após a colocação do monitor.	
3. Guarde el termómetro en un lugar fresco y seco.			• A distância entre o monitor e o telemóvel não deve ultrapassar 10 m sem obstáculos.	
Condiciones de almacenamiento: Temperatura entre -25 °C y 70 °C (-13 °F a 158 °F); humedad relativa entre 10 % y 95%.				
4. Evite la luz solar directa.				
5. Evite dejar caer el monitor. Si cae y cree que el monitor pudiera haber sufrido algún daño, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.				
6. No desmonte el monitor.				
7. Las precauciones elementales de seguridad deben tenerse siempre en cuenta, especialmente cuando el monitor se utiliza con niños, o en su proximidad, y personas con movilidad reducida.				
8. La finalidad de este monitor no es sustituir a las consultas médicas.				
9. La batería está perfectamente sellada dentro del monitor para reducir el riesgo de que los niños puedan ingerirla.				
10. Si mientras usa este producto sufre algún incidente grave, comuníquelo al fabricante y a la autoridad competente de productos sanitarios en su país.				
Un incidente grave es aquel que directamente o indirectamente ocasiona, puede ocasionar o podría haber ocasionado alguno de los siguientes:				
(a) la muerte de un paciente, usuario u otra persona,				
(b) el deterioro grave temporal o permanente del estado de salud de un paciente, usuario u otra persona,				
(c) una amenaza grave a la salud pública.				
<b>GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO</b>				
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO (a)</b>				
1. Botón de encendido/apagado	3. Sensor			
2. Cubierta de la batería	Intervalo de medición aplicable de la parte superior del brazo: 12 cm a 16 cm (4.7" a 6.3")			
<b>PANTALLA DEL TERMÓMETRO (b)</b>				
1. Indicador de batería	3. Unidad de temperatura			
2. Ícono de Bluetooth	4. Lectura de temperatura			
<b>¿CUÁL ES LA TEMPERATURA CORPORAL "NORMAL"?</b>				
La temperatura corporal es un dato no lineal y complejo, son múltiples los factores endógenos y exógenos que influyen y la hacen variar. La temperatura corporal normal media se sitúa (combinación de mujeres y hombres) para medición axilar en 36,3 °C (en el intervalo 35,5 °C - 37,0 °C) / 97,3 °F (95,9 °F - 98,6 °F).				
Fuente: Gregory Kelly, ND. Alternative Medicine Review 2006;11(4): 278-293.				
<b>Notas:</b>				
• Acuda al médico si la temperatura de su bebé está por encima del intervalo normal.				
• La temperatura axilar generalmente es 0,5 °C / 1,0°F inferior que la lectura oral.				
<b>EMPAREJAMIENTO DEL BLUETOOTH</b>				
Los datos se pueden transmitir desde el monitor al dispositivo a través del bluetooth. Si necesita ayuda, consulte con el Servicio de Atención al Cliente local o punto de venta.				
Antes de transmitir los datos debe emparejar el monitor con el receptor bluetooth.				
<b>Emparejamiento con el teléfono móvil</b>				
1. Instale el software (iFORA BM) en su dispositivo con un sistema iOS o sistema Android. (c)				
2. Encienda la función bluetooth de su teléfono móvil.				
3. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el termómetro.				
4. Asegúrese de que la unidad <b>FORA TM10</b> ya está emparejada con su dispositivo con un sistema iOS, sistema Android o con el PC, según se indica en las siguientes instrucciones. (d)				
Nota: Se recomienda este paso cuando el usuario empareja el termómetro con el receptor bluetooth por primera vez, o cuando el usuario necesita emparejar este termómetro con otro receptor bluetooth nuevo.				
5. Una vez emparejada correctamente la APP con el dispositivo, la función bluetooth del termómetro debe encenderse antes de transmitir los datos a su APP.				
<b>Indicador bluetooth del termómetro</b>				
<b>INDICADOR BLUETOOTH</b>	<b>ESTADO</b>			
•) Se ha establecido la conexión bluetooth.				
<b>NOTA:</b>				
• Antes de transmitir los datos, asegúrese de que la función de bluetooth está encendida o activada en su dispositivo y de que el termómetro está dentro del límite de alcance de la señal. En cuanto a los requerimientos acerca de la versión OS, consulte en App Store o Google Play cuando descargue la app.				
• La función bluetooth puede variar de un teléfono móvil a otro, es posible que se produzcan problemas de compatibilidad entre el teléfono móvil y el termómetro.				
<b>CÓMO MEDIR LA TEMPERATURA</b>				
Primero, retire la pestana protectora de la batería. (e)				
1. Limpie la axila con una toalla seca antes de colocar el monitor de temperatura.				
Nota: El monitor de temperatura se puede colocar en cualquiera de los dos brazos.				
2. Coloque el monitor de temperatura. Ajuste el brazalete de forma que el sensor de temperatura quede debajo del brazo en el centro de la axila. <b>Asegúrese de que el sensor de temperatura quede correctamente colocado debajo de su axila. La correcta colocación es importante para obtener resultados exactos.</b> (f)				
3. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el monitor de temperatura. (g)				
<b>Monitorización de la temperatura corporal de los niños con iFORA BM</b>				
1. Para monitorizar la temperatura del niño con la aplicación, debe entrar en iFORA BM en su dispositivo. (h)				
<b>Estimado utilizador de FORA TM10:</b>				
Obrigado por adquirir o Monitor de Temperatura com Bracelete <b>FORA TM10</b> . Para un uso seguro y correcto del dispositivo, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizarlo y guárdelas para futuras consultas. Este producto incorpora control de temperatura vía bluetooth con sensor de temperatura y pantalla de bajo voltaje proporcionando mediciones de la temperatura axilar inmediatas y exactas. Si tiene preguntas sobre el producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente local o punto de venta.				
<b>FINALIDADE DE USO</b>				
O monitor de temperatura con brazalete <b>FORA TM10</b> é um termômetro equipado com tecnologia Bluetooth para medição e monitorização da temperatura corporal. Trata-se de um equipamento doméstico destinado a lactantes e crianças com idade inferior a 3 anos.				
<b>INFORMACIÓN DE SEGURIDAD</b>				
1. Como con cualquier otro monitor de temperatura, es fundamental utilizar la técnica adecuada para obtener mediciones exactas. <b>Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto.</b>				
2. El monitor debe mantenerse siempre a una temperatura de funcionamiento en el intervalo entre 5 °C y 40 °C (41 °F a 104 °F) y en un intervalo de humedad relativa entre 15 % y 93 %.				
3. Guarde el termómetro en un lugar fresco y seco.				
Condiciones de almacenamiento: Temperatura entre -25 °C y 70 °C (-13 °F a 158 °F); humedad relativa entre 10 % y 95%.				
4. Evite la luz solar directa.				
5. Evite dejar caer el monitor. Si cae y cree que el monitor pudiera haber sufrido algún daño, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.				
6. No desmonte el monitor.				
7. Las precauciones elementales de seguridad deben tenerse siempre en cuenta, especialmente cuando el monitor se utiliza con niños, o en su proximidad, y personas con movilidad reducida.				
8. La finalidad de este monitor no es sustituir a las consultas médicas.				
9. La batería está perfectamente sellada dentro del monitor para reducir el riesgo de que los niños puedan ingerirla.				
10. Si mientras usa este producto sufre algún incidente grave, comuníquelo al fabricante y a la autoridad competente de productos sanitarios en su país.				
Un incidente grave es aquél que directamente o indirectamente ocasiona, puede ocasionar o podría haber ocasionado alguno de los siguientes:				
(a) la muerte de un paciente, usuario u otra persona,				
(b) el deterioro grave temporal o permanente del estado de salud de un paciente, usuario u otra persona,				
(c) una amenaza grave a la salud pública.				
<b>GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO</b>				
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO (a)</b>				
1. Botón de encendido/apagado	3. Sensor			
2. Cubierta de la batería	Intervalo de medición aplicable de la parte superior del brazo: 12 cm a 16 cm (4.7" a 6.3")			
<b>PANTALLA DEL TERMÓMETRO (b)</b>				
1. Indicador de batería	3. Unidad de temperatura			
2. Ícono de Bluetooth	4. Lectura de temperatura			
<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA</b>				
Si aplica la medida recomendada y el problema persiste, consulte con el Servicio de Atención al Cliente.				
<b>Interpretación de los resultados</b>				
<b>MENSAJE</b>	<b>SIGNIFICADO</b>			
Lo	Batería baja. (Cambio inmediatamente la batería.)			
Lo	Temperatura fuera del intervalo de medición, entre 20,00 °C y 45,00 °C (entre 68,00 °F y 113,00 °F)			
Hi	Temperatura alta ≥ 45,01 °C (113,02 °F)			
Erro	Temperatura baixa ≤ 19,99 °C (67,78 °F)			
Erro	La temperatura ambiente está por debajo o por encima del intervalo de funcionamiento del sistema, entre 5 °C y 40 °C (entre 41 °F y 104 °F). Temperatura baixa < 5 °C (41 °F)			
Erro	Temperatura alta > 40 °C (104 °F)			
<b>Solución de problemas</b>				
Si el monitor no muestra ningún mensaje una vez se encende:				
<b>CAUSA POSIBLE</b>	<b>MEDIDA</b>			
Batería agotada	Sustituir la batería.			
Monitor defectuoso	Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.			
<b>GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES EN LOCAL SEGURO</b>				
<b>DESCRIPCIÓN GERAL DO PRODUTO (a)</b>				
1. Botão ON/OFF (Ligar/Desligar)	3. Sensor			
2. Tampa da bateria	Intervalo de medição aplicável da parte superior do braço: 12 cm a 16 cm (4.7" a 6.3")			
<b>VISOR DO TERMÓMETRO (b)</b>				
1. Indicador da bateria	3. Unidade de temperatura			
2. Símbolo do Bluetooth	4. Leitura da temperatura			
<b>Resolução de problemas</b>				
Caso o monitor não exiba uma mensagem após ser iniciado:				
<b>CAUSA POSSÍVEL</b>	<b>MEDIDA</b>			
Bateria esgotada	Substituir a bateria.			
Monitor defeituoso	Contactar o serviço ao cliente.			
<b>ESPECIFICACIONES</b>				
Nº de modelo: FORA TM10				
Dimensiones y peso: 40,5 (largo) x 27,5 (ancho) x 11,7 (alto) mm, 18 g				
Fuente de alimentación: batería de litio 3V CR2032				
Tiempo de funcionamiento de la batería: 200 horas para la medición continua				
Intervalo de medición: 20,00 °C ~ 45,00 °C (68,00 °F ~ 113,00 °F)				
Pantalla para temperatura baja: < 68,00 °F; pantalla: Lo				
Pantalla para temperatura alta: > 45,00 °C (113,00 °F); pantalla: Hi				
Intervalo de presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa				
Altitud de funcionamiento: 2000 m				
Resolución de la pantalla: 0,01 °C (0,01 °F)				
Exactitud: ±0,10 °C (±0,18 °F) para el intervalo entre 20,00 °C y 34,99 °C (entre 68,00 °F y 94,98 °F); ±0,05 °C (±0,09 °F) para el intervalo entre 35,00 °C y 38,00 °C (entre 95,00 °F y 100,40 °F); ±0,10 °C (±0,18 °F) para el intervalo entre 38,01 °C y 45,00 °C (entre 100,42 °F y 113,00 °F).				
Unidad de temperatura: °C e °F				
Condiciones de funcionamiento: entre 5 °C y 40 °C (entre 41 °F y 104 °F), humedad relativa entre el 15% y el 93%.				
Condiciones de almacenamiento y transporte: entre -25 °C y 70 °C (entre -13 °F y 158 °F), humedad relativa entre el 10% y el 95%.				
Marcado de grado de protección internacional: IP22				
Patentes de referencia: EN ISO 80601-2-56:2012, termómetros clínicos; ASTM E1112; IEC 60601-1, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2 (EMC); EN 301 489-17, EN 300 328				
Pantalla: LCD				
Salida externa: Bluetooth				
Vida útil esperada: 2 años				
<b>TERMIOS Y CONDICIONES DE LA GARANTIA</b>				
En lo que respecta a los productos desechables, ForaCare Suisse garantiza al comprador original que, en el momento de la entrega				