


**ACTIVE & Duo ultima Series  
Reusable NIBP Cuff /  
ACTIVE & Duo ultima Serie  
Wiederverwendbare NIBP-Manschette /  
Brassard réutilisable NIBP gamme  
ACTIVE & Duo ultima /  
Serie ACTIVE & Duo ultima Bracciale  
riutilizzabile NIBP**



**Owner's Manual / Bedienungsanleitung /  
Notice D'utilisation / Manuale Dell'utente**

**ForaCare Suisse**  
Neugasse 55, 9000 St. Gallen, Switzerland  
www.foracare.ch

**MedNet EC-REP GmbH**  
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany



**DE** Vielen Dank, dass Sie sich für die wiederverwendbare FORA NIBP-Manschette entschieden haben. Lesen Sie vor Verwendung des Blutdruckmessgeräts bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch.

**SICHERHEITSMITTEILUNG**

- Verwenden Sie diese Manschette **NUR** für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie **KEIN** Zubehör, das nicht vom Hersteller angegeben wurde.
- Verwenden Sie die Manschette **NICHT**, wenn sie nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Manschette unter keinen Umständen bei Neugeborenen, Kleinkindern oder Personen, die **NICHT** in der Lage sind zu kommunizieren.
- Halten Sie die Manschette und das flexible Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Legen Sie die Manschette **NICHT** an anderen als der angegebenen Stelle an.
- Zerlegen Sie die Manschette oder ihre Teile (z.B. Airbag, Luftschlauch oder -stecker) **NICHT**. Beschädigungen oder der Austausch durch andere als die mitgelieferten Komponenten können zu Messfehlern führen.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den lokalen Kundendienst. Sollten Sie im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts einen schwerwiegenden Zwischenfall feststellen, melden Sie ihn bitte dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde für Medizinprodukte Ihres Landes.


Ein schwerwiegender Vorfall ist jeder Vorfall, der direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat oder geführt haben könnte:

- Die Todesursache eines Patienten, eines Anwenders oder anderer beteiligter Personen.
- Die vorübergehende oder dauerhafte ernsthafte Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Patienten, eines Anwenders oder einer anderen beteiligten Person.
- Eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit.

**VERWENDUNGSZWECK**

Die wiederverwendbare FORA NIBP-Manschette ist für die Verwendung mit dem Blutdrucküberwachungssystem der Serie FORA ACTIVE & Duo ultima zur Messung des systolischen und diastolischen Blutdrucks sowie der Pulsfrequenz vorgesehen. Das System verwendet eine nicht-invasive Technik, bei der eine aufblasbare Manschette um den Oberarm gewickelt wird. Verwenden Sie dieses System nicht bei Babys, Kleinkindern oder Personen, die ihr Einverständnis nicht kundtun können.

**PRODUKTÜBERSICHT**



**EN** Thank you for purchasing FORA Reusable NIBP Cuff. Before you begin, please read this manual and the blood pressure monitor instruction manual thoroughly.

**SAFETY INFORMATION**

- Use this cuff **ONLY** for the intended use described in this manual.
- Do **NOT** use accessories which are not specified by the manufacturer.
- Do **NOT** use the cuff if it is not working properly or damaged.
- Do **NOT** use under any circumstances on newborns, infants, or persons who cannot communicate.
- Keep the cuff and its flexible cord away from hot surfaces.
- Do **NOT** apply the cuff to areas other than the place directed.
- Do **NOT** disassemble the cuff and its parts (ie. Airbag, air tube or air plug). Damages or substitution of a component different from that supplied might result in measurement error.

If you need further assistance, please contact your local customer service for help. If you experience any serious incident that occurred in relation to the use of this product, please report it to the manufacturer and the competent authority of medical devices in your country.


A serious incident means any incident that directly or indirectly led, might have led, or might lead to any of the following:

- the death of a patient, user, or other people,
- the temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's state of health,
- a serious public health threat.


**INTENDED USE**

FORA Reusable NIBP Cuff is intended to be used with FORA ACTIVE & Duo ultima series blood pressure monitoring system to measure the systolic and diastolic blood pressure and pulse rate. The system uses a non-invasive technique in which an inflatable cuff is wrapped on the upper arm. Do not use this system on babies, young children or persons who cannot express their consent.

**PRODUCT OVERVIEW**




**FITTING THE CUFF**



1. Connect the air plug of the tubing to the air jack of the device.
2. Assemble the cuff. The smooth surface should be inside the cuff loop and the metal D-ring should not touch your skin.

**NOTE:**  
Before using the cuff, be sure the cuff size fits with your upper arm circumference.



3. Stretch your left (right) arm in front of you with your palm facing up. Slide and place the cuff onto your arm with the air tube and artery mark region (in red) toward the lower arm. Wrap and tighten the cuff above your elbow. The red line on the edge of the cuff should be approximately 0.8 to 1.2 inches (2 to 3 cm) above your elbow. Align the tube over the main arteries on the inside.

4. Leave a little free space between the arm and the cuff. You should be able to fit 2 fingers between them.

5. Press the hook material firmly against the pile material. The top and bottom edges of the cuff should be tightened evenly around your upper arm.

**PROPER MEASUREMENT POSITION**



1. Sit down for at least 10 minutes before measuring.
2. Place your elbow on a flat surface. Relax your hand with the palm facing up.
3. Make sure the cuff is about the same height as the location of your heart.

**ATTENTION!**

- Please remove your jacket or sweater before the measurement.
- Use a cloth slightly soaked with water to clean the cuff. Do **NOT** rinse or wash the cuff.
- Do **NOT** twist or disassemble the cuff or the air tube.
- Please replace the cuff with a new one when it is broken or when there are recurring inflation or deflation errors.
- Stop the use of the cuff if it causes irritated skin.

**SPECIFICATIONS**

**Model no.:** ACS012  
**Cuff Measurement Range:** 24 ~ 43 cm (9.4" ~ 16.9")  
**Dimension & Weight:** Cuff: L63.5 x W15 cm (25" x 5.9")  
Tube length: 80 cm (31.5")  
Weight: 132 g  
**Atmospheric Pressure Range:** 700 hPa to 1060 hPa  
**Operating Condition:** 5 °C ~ 40 °C, RH 15% ~ 93%  
**Storage Condition:** -25 °C ~ 70 °C, RH 10% ~ 95%

**WARRANTY TERMS AND CONDITIONS**


With respect to disposable products, ForaCare Suisse warrants to the original purchaser that, at time of delivery, each standard product manufactured by ForaCare Suisse shall be free from defects in material and workmanship and, when used for the purposes and indications described on the labeling, is fit for the purposes and indications described on the labeling. All warranties for a product shall expire as of the product expiration date, or if none, after one (1) year from the original date of purchase, as long as it has not been modified, altered, or misused.

ForaCare Suisse warranty hereunder shall not apply if: (i) a product is not used in accordance with its instructions or if it is used for a purpose not indicated on the labeling; (ii) any repairs, alterations or other work has been performed by the buyer or others on such item, other than work performed with ForaCare Suisse's authorisation and according to its approved procedures; or (iii) the alleged defect is a result of abuse, misuse, improper maintenance, accident or the negligence of any party other than ForaCare Suisse.

The warranty set forth herein is conditioned upon proper storage, installation, use and maintenance in accordance with applicable written recommendations from ForaCare Suisse. The warranty furnished hereunder does not extend to damaged items purchased hereunder resulting in whole or in part from the use of components, accessories, parts or supplies not furnished by ForaCare Suisse.


Use only with **FORA DUO ultima D40 / D40 Pro / ACTIVE plus P30 Plus / ACTIVE WIRELESS plus P30 Plus BT / FORA Vital** blood pressure monitoring systems.

**ANLEGEN DER MANSCHETTE**



1. Connect the air plug of the tubing to the air jack of the device.
2. Legen Sie die Manschette an. Die glatte Oberfläche sollte auf der Innenseite der Manschettenschlaufe liegen und der metallische D-Ring nicht Ihre Haut berühren.

**HINWEIS:**  
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Manschettengröße passend zu Ihrem Oberarmumfang ist.



3. Strecken Sie Ihren linken (bzw. rechten) Arm mit der Handfläche nach oben vor sich aus. Ziehen Sie die Manschette über Ihren Arm, Luftschlauch und Arterienmarkierung (rot) zeigen in Richtung Unterarm. Ziehen Sie die Manschette über Ihrem Ellbogen fest. Die rote Linie am Rand der Manschette sollte ungefähr 2 bis 3 cm über Ihrem Ellbogen liegen. Richten Sie den Luftschlauch über der Hauptarterien so aus, dass der Schlauch innen liegt.

4. Lassen Sie zwischen Arm und Manschette etwa 2 Finger breit Platz.

5. rücken Sie den Haken fest gegen den Florstoff. Ober- und Unterkante der Manschette sollte gleichmäßig um den Oberarm gespannt sein.

**RICHTIGE MESSPOSITION**



1. Setzen Sie sich mindestens 10 Minuten vor der Messung hin.
2. Legen Sie Ihren Ellbogen auf eine ebene Fläche. Entspannen Sie Ihre Hand, während die Handfläche nach oben zeigt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Manschette ungefähr auf Höhe des Herzens angelegt ist.

**ACHTUNG!**

- Bitte ziehen Sie Jacke oder Pullover vor der Messung aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Manschette ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Brausen oder waschen Sie die Manschette **NICHT**.
- Verdrehen oder zerlegen Sie die Manschette oder den Luftschlauch **NICHT**.
- Wenn die Manschette brüchig geworden ist oder wenn wiederkehrende Aufblas- oder Deflationsfehler auftreten, ersetzen Sie sie bitte durch eine neue.

- Beenden Sie die Verwendung der Manschette, wenn sie Hautreizungen verursacht.

**TECHNISCHE DATEN**

**Modell Nr.:** ACS012  
**Messbereich der Manschette:** 24 ~ 43 cm (9.4" ~ 16.9")  
**Maße & Gewicht:** Manschette: L63.5 x W15 cm (25" x 5.9")  
Schlauchlänge: 80 cm (31.5")  
Gewicht: 132 g  
**Atmosphärendruckbereich:** 700 hPa bis 1060 hPa  
**Betriebszustand:** 5 °C ~ 40 °C, RH 15% ~ 93%  
**Lagerungsbedingungen:** -25 °C ~ 70 °C, RH 10% ~ 95%

**GARANTIEBEDINGUNGEN**

In Bezug auf Einwegprodukte garantiert ForaCare Suisse dem Erstkäufer, dass jedes von ForaCare Suisse hergestellte Standardprodukt zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und bei Verwendung für die auf der Etikettierung beschriebenen Zwecke und Indikationen geeignet ist. Alle Garantien für ein Produkt erlöschen mit dem dem Verfallsdatum des Produkts, oder, falls dieses nicht vorhanden ist, nach einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum, sofern es nicht modifiziert, verändert oder missbräuchlich verwendet wurde.

Die vorliegende Garantie von ForaCare Suisse gilt nicht, wenn: (i) ein Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird oder wenn es für einen Zweck verwendet wird, der nicht auf dem Etikett angegeben ist; (ii) vom Käufer oder anderen Personen Reparaturen, Änderungen oder andere Arbeiten an dem Produkt durchgeführt wurden, die nicht mit Genehmigung von ForaCare Suisse oder gemäß den von ihr genehmigten Verfahren durchgeführt wurden; oder (iii) der angebliche Defekt das Ergebnis von Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch, unsachgemäßer Wartung, Unfall oder der Fahrlässigkeit einer anderen Partei als ForaCare Suisse ist.

Die hier vorliegende Garantie gilt nur bei ordnungsgemäßer Lagerung, Installation, Verwendung und Wartung in Übereinstimmung mit den geltenden schriftlichen Empfehlungen von ForaCare Suisse. Die hierin gewährte Garantie erstreckt sich nicht auf beschädigte Artikel, die ganz oder teilweise auf die Verwendung von Komponenten, Zubehör oder Zubehörteilen zurückzuführen sind, die nicht von ForaCare Suisse geliefert wurden.

Nur mit **FORA DUO ultima D40 / D40 Pro / ACTIVE plus P30 Plus / ACTIVE WIRELESS plus P30 Plus BT / FORA Vital** Blutdrucküberwachungssystemen zu verwenden.

PLACE  
STAMP  
HERE

**ForaCare Suisse AG**  
Neugasse 55, 9000 St.Gallen, Switzerland



**SYMBOL INFORMATION / HINWEISE ZU DEN SYMBOLEN /  
INFORMATIONS SUR LES SYMBOLES / INFORMAZIONI SUI SIMBOLI**

|  |   |
|--|---|
|  | Model no. / Modell-Nr. / N° de modèle / N. modello  |
|  | Consult instructions for use / Beachten Sie die Bedienungsanleitung / Consulter les instructions d'utilisation / Leggere le istruzioni per l'uso  |
|  | Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante  |
|  | Temperature limitation / Temperaturbegrenzung / Limites de température / Limite di temperatura  |
|  | Humidity limitation / Begrenzung der Luftfeuchtigkeit / Limites d'humidité / Limiti di umidità  |
|  | Keep Dry / Vor Feuchtigkeit schützen / Conserver à l'abri de l'humidité / Tenere in luogo asciutto  |
|  | Keep away from sunlight / Vor Sonnenlicht schützen / Conserver à l'abri des rayons du soleil / Tenere lontano dai raggi del sole  |
|  | Batch code / Bündelcode / Code de lot / Codice del lotto  |
|  | CE mark / CE-Kennzeichen / Marquage CE / Marchio CE   |
|  | Caution / Vorsicht / Attention/ Attenzione  |
|  | Date of manufacture / Herstellungsdatum / Date de fabrication / Data di fabbricazione   |
|  | Medical device / Medizinisches Gerät / Appareil médical / Dispositivo medico  |
|  | Authorised representative in the European Union / Autorisierter Bevollmächtigter für die EU / Représentant autorisé dans l'Union européenne / Rappresentante autorizzato per l'Unione Europea |

**FORA® One-Year Warranty Registration Card**

Complete this warranty card and mail it promptly

Name

Street Address

APT#

State / Zip

Home Telephone

LOT number (See label on the box)

Date of Purchase (Month-Day-Year)

I would like to receive special offers and updates from FORA

**ForaCare Suisse AG**

www.foracare.ch

**FR** Merci d'avoir opté pour le brassard réutilisable FORA NIBP. Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le tensiomètre.

**INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ**

- N'utilisez ce brassard **QUE** pour l'usage prévu décrit dans la présente notice.
- N'utilisez **AUCUN** accessoire qui ne figure pas dans les spécifications du fabricant.
- N'utilisez **PAS** le brassard s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est abîmé.
- N'utilisez en **AUCUN** cas sur des nourrissons, des enfants ou des personnes incapables de communiquer.
- Gardez le brassard et son cordon flexible éloignés des surfaces chaudes.
- Ne placez **PAS** le brassard sur des parties autres que celles indiquées.
- Ne démontez **PAS** le brassard et ses pièces (p. ex. airbag, conduite d'air ou raccord d'air). Tout dommage ou remplacement d'un composant par un autre que ceux fournis peut occasionner des erreurs de mesure.

Pour tout besoin d'assistance, veuillez contacter votre service clientèle. Si vous rencontrez un incident important lié à l'utilisation de ce produit, veuillez en aviser le fabricant et l'autorité compétente dans votre pays en matière d'appareils médicaux.


Par incident important, il faut comprendre un incident qui a provoqué directement ou indirectement ou pourrait provoquer l'un des événements suivants :

- le décès du patient ou d'autres personnes,
- une sérieuse détérioration, temporaire ou permanente, de l'état de santé du patient, de l'utilisateur ou d'autres personnes,
- une menace sérieuse pour la santé publique.

**USAGE PRÉVU**


Le brassard réutilisable FORA NIBP est destiné à être utilisé avec le système de surveillance de la tension artérielle de la gamme FORA ACTIVE & Duo ultima qui permet de mesurer les tensions artérielles systolique et diastolique et la fréquence du pouls. Ce système utilise une technique non invasive qui consiste à enfiler sur la partie supérieure du bras un brassard gonflable. N'utilisez en aucun cas ce dispositif sur des nourrissons, de jeunes enfants ou des personnes incapables d'exprimer leur consentement.

**APERCU DU PRODUIT**



**ENFILER LE BRASSARD**


1. Branchez le raccord d'air de la conduite à la prise d'air de l'appareil.
2. Enfillez le brassard. La surface lisse doit être placée à l'intérieur et l'anneau métallique en forme de D ne doit pas être en contact avec votre



**REMARQUE:**

Avant de prendre une mesure, assurez-vous que la taille du brassard convient bien à la circonférence de votre bras.

3. Tendez votre bras gauche (ou droit), la paume de la main dirigée vers le haut. Enflez le brassard sur le bras, avec la conduite d'air et la marque des artères (rouge) en direction de la partie inférieure du bras. La ligne rouge sur le bord du brassard doit se situer approximativement à 2 à 3 cm sous le coude. Alignez la conduite sur les principales artères.



4. Laissez un petit espace entre le bras et le brassard. Vous devez pouvoir passer 2 doigts entre les deux.
5. Appuyez fermement sur le crochet contre la partie en velour. Le bord supérieur et le bord inférieur du brassard doivent entourer le haut du bras uniformément.

**POSITION DE MESURE EXACTE**

1. Asseyez-vous au moins 10 minutes avant de prendre la mesure.
2. Posez votre coude sur une surface plane. Détendez votre main avec la paume de la main vers le haut.
3. Assurez-vous que le brassard se trouve approximativement à hauteur du cœur.



**ATTENTION!**

- Retirez votre veste ou votre pullover avant la mesure.
- Utilisez un chiffon humidifié pour nettoyer le brassard. **NE** rincez pas le brassard et ne le lavez pas.
- N'enroulez **PAS** le brassard et la conduite d'air ou **NE** les démontez **PAS**.
- Si le brassard est endommagé ou s'il présente des erreurs récurrentes au gonflage ou dégonflage, remplacez-le par un nouveau.
- Arrêtez d'utiliser le brassard en cas d'irritation de la peau.

**IT** Grazie di aver acquistato il bracciale riutilizzabile non invasivo per la pressione sanguigna (NIBP) di FORA. Prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e le istruzioni per l'uso del misuratore della pressione arteriosa.

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

- Utilizzare il bracciale **SOLO** per gli usi descritti nel presente manuale.
- **NON** utilizzare accessori non specificati dal produttore.
- **NON** usare il bracciale se non funziona correttamente o è danneggiato.
- **NON** utilizzare mai su neonati, bambini o persone che non sono in grado di comunicare.
- Tenere il bracciale e il relativo cavo flessibile lontani da superfici calde.
- **NON** applicare il bracciale su aree diverse da quelle indicate.
- **NON** smontare il bracciale e i suoi componenti (es. camera d'aria, tubo o attacco per l'aria). Il danneggiamento o la sostituzione con un componente diverso da quello fornito può causare errori di misurazione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di assistenza clienti locale. Se si verifica qualsiasi tipo di incidente grave in relazione all'uso di questo prodotto informarne il produttore e l'autorità competente in materia di dispositivi medici del proprio Paese.


Per incidente grave si intende un incidente che ha causato, potrebbe aver causato o potrebbe causare, direttamente o indirettamente, una delle seguenti situazioni:

- la morte del paziente, dell'utente o di altre persone,
- il deterioramento temporaneo o permanente della salute del paziente, dell'utente o di un'altra persona,
- una grave minaccia per la salute pubblica.

**USO PREVISTO**


Il bracciale riutilizzabile NIBP di FORA va utilizzato con la serie di misuratori della pressione arteriosa FORA ACTIVE & Duo ultima per monitorare la pressione arteriosa sistolica e diastolica e la frequenza delle pulsazioni. Il dispositivo usa una tecnica non invasiva che consiste nell'avvolgere intorno al braccio un bracciale gonfiabile. Non usare questo dispositivo su neonati, bambini o persone che non sono in grado di esprimere il loro consenso.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**



**INSERIMENTO DEL BRACCIALE**


1. Collegare l'attacco del tubo dell'aria alla presa dell'aria del dispositivo.
2. Preparare il bracciale. La superficie liscia deve essere all'interno del laccio del bracciale e l'anello a D in metallo non deve toccare la pelle.



**NOTA:**

Prima di utilizzarlo, assicurarsi che le dimensioni del bracciale siano adeguate alla circonferenza del braccio superiore.

3. Allungare il braccio sinistro (destra) davanti a sé con il palmo della mano rivolto verso l'alto. Far scorrere e posizionare il bracciale sul braccio con il tubo dell'aria e l'area contrassegnata dell'arteria (in rosso) verso l'avambraccio. Avvolgere e stringere il bracciale sopra il gomito. La linea rossa sul bordo del bracciale deve essere ad una distanza di circa 2-3 cm sopra il gomito. Il tubo deve essere posizionato sopra le arterie principali all'interno del braccio.



4. Lasciare un po' di spazio libero tra il braccio e il bracciale, sufficiente da poter inserire due dita.
5. Chiudere saldamente la chiusura a strappo. I bordi superiore e inferiore del bracciale devono essere serrati in modo uniforme intorno al braccio superiore.

**POSIZIONE DI MISURAZIONE ADEGUATA**

1. Sedersi per almeno 10 minuti prima della misurazione.
2. Posizionare il gomito su una superficie piana. Rilassare la mano con il palmo rivolto verso l'alto.
3. Assicurarsi che il bracciale sia circa alla stessa altezza del cuore.



**ATTENZIONE!**

- Togliersi la giacca o il maglione prima di iniziare la misurazione.
- Utilizzare un panno leggermente bagnato con acqua per pulire il bracciale. **NON** sciacquare o lavare il bracciale.
- **NON** torcere o smontare il bracciale o il tubo dell'aria.
- Se il bracciale si rompe o compaiono continuamente errori di inflazione o deflazione, sostituirlo con un nuovo.

**SPÉCIFICATIONS**

**N° modèle:** ACS012  
**Plage de mesure du brassard:** 24 ~ 43 cm (9.4" ~ 16.9")  
**Dimensions et poids:** Brassard: L63.5 x W15 cm (25" x 5.9")  
 Longueur du câble: 80 cm (31.5")  
 Poids: 132 g

**Plage de pression atmosphérique:** de 700 hPa à 1060 hPa  
**Conditions de fonctionnement:** 5 °C ~ 40 °C, RH 15% ~ 93%  
**Conditions de stockage:** -25 °C ~ 70 °C, RH 10% ~ 95%

**CONDITIONS DE LA GARANTIE**

S'agissant des produits jetables, ForaCare Suisse garantit au premier acquéreur qu'au moment de la livraison, tout produit standard fabriqué par ForaCare Suisse est normalement exempt de défaut de matériel ou de fabrication et qu'il correspond aux buts et indications décrits sur l'emballage, à condition d'être utilisé dans ce cadre. Toute garantie produit prend fin en même temps que la date d'expiration du produit, et s'il n'y en a pas, après une (1) année à compter de la date originale d'achat, pour autant que celle-ci n'a pas été modifiée, altérée ou détournée.

La présente garantie ForaCare Suisse ne s'applique pas si (i) un produit n'est pas utilisé dans le respect de ses instructions ou s'il est utilisé dans un but autre que ceux spécifiés sur l'emballage; (ii) toute réparation, altération ou manipulation effectuée par l'acquéreur ou une tierce personne sur un tel article, autre que celles autorisées par ForaCare Suisse et en accord avec les procédures homologuées; ou (iii) le défaut présumé est le résultat d'une utilisation abusive ou inappropriée, d'un entretien inadéquat, d'un accident ou d'une négligence de la part d'une personne étrangère à ForaCare Suisse.

La garantie énoncée dans la présente notice s'applique à condition que le brassard soit rangé, installé, utilisé et entretenu selon les recommandations écrites édictées par ForaCare Suisse. La présente garantie ne s'étend pas aux articles endommagés qui proviendraient, intégralement ou en partie, de l'usage de composants, d'accessoires ou de pièces ne provenant pas de ForaCare Suisse.

Usage réservé aux systèmes de surveillance de la tension artérielle **FORA DUO ultima D40 / D40 Pro / ACTIVE plus P30 Plus / ACTIVE WIRELESS plus P30 Plus BT / FORA Vital.**

- Interrompere l'uso del bracciale se provoca irritazione della pelle.

**SPECIFICHE**

**N. modello:** ACS012  
**Range di misurazione del bracciale:** 24 ~ 43 cm (9.4" ~ 16.9")  
**Dimensioni e peso:** Bracciale: L63.5 x W15 cm (25" x 5.9")  
 Lunghezza del tubo: 80 cm (31.5")  
 Peso: 132 g

**Range pressione atmosferica:** 700 hPa - 1060 hPa  
**Condizioni di funzionamento:** 5 °C ~ 40 °C, RH 15% ~ 93%  
**Condizioni di conservazione:** -25 °C ~ 70 °C, RH 10% ~ 95%

**TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA**

Per quanto riguarda i prodotti monouso, ForaCare Suisse garantisce all'acquirente originale che, al momento della consegna, ogni prodotto standard fabbricato da ForaCare Suisse è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione e, se utilizzato per gli scopi e le indicazioni descritte sull'etichetta, è adatto per gli scopi e le indicazioni descritte sull'etichetta stessa. Tutte le garanzie del prodotto scadono alla data di scadenza del prodotto o, in mancanza di essa, dopo un (1) anno dalla data originale di acquisto, purché il prodotto non sia stato modificato, alterato o sottoposto a uso improprio.

La garanzia ForaCare Suisse qui descritta non si applica se: (i) un prodotto non viene utilizzato in conformità alle istruzioni o se viene utilizzato per uno scopo non indicato sull'etichetta; (ii) riparazioni, modifiche o altri interventi sul prodotto sono stati effettuati dall'acquirente o da terzi, senza l'autorizzazione di ForaCare Suisse né in conformità alle procedure approvate; oppure (iii) il presunto difetto è conseguente ad abuso, uso improprio, manutenzione inappropriata, incidente o negligenza da parte di un soggetto diverso da ForaCare Suisse.

La presente garanzia è soggetta a conservazione, installazione, uso e manutenzione corretti in conformità alle raccomandazioni scritte applicabili di ForaCare Suisse. La garanzia qui fornita non si applica ai danni ai prodotti acquistati conseguenti, in toto o in parte, all'uso di componenti, accessori, parti o elementi non forniti da ForaCare Suisse.

Usare esclusivamente con i misuratori della pressione arteriosa **FORA DUO ultima D40 / D40 Pro / ACTIVE plus P30 Plus / ACTIVE WIRELESS plus P30 Plus BT / FORA Vital.**